

NWM Z

Джерело холодного світла LED

Ефективність - велика інтенсивність світла

Економія - світлодіод забезпечує

50 000 годин роботи

Ергономічне і безшумне

Діод керується джерелом струму з регульованою потужністю.

Джерело живлення: 176 – 264 В змінного струму, 47 - 63 Гц

Максимальна потужність: 130 Вт

Виходи пристроїв вводу/виводу:

- АС вхідна потужність IEC 60320
- оптичний вихід для оптико-волоконного кабелю



Кабель оптико-волоконний



PO 300 40 01 S Оптико-волоконний кабель POL-MED

Діаметр	1,0мм / 2,0мм / 3,5мм / 5,0мм
Довжина	від 1000мм до 6000мм

Оптичний вихід



Вихід, що підключається до джерела світла



Універсальний кабель зі змінними перехідниками





Комплект оптики в упаковці



400 NWO

Оптика до:


- цистоскопа (OUC)
- гістероскопа (OGH)
- лапароскопа (OLP)
- артроскопа (OAR)
- бронхоскопа (OBR)
- сінусоскопа (OSI)
- отоскопа (OOT)

Кут спостереження 0°, 12°, 15°, 25°, 30°, 45°, 70°, 120° та ін.

Діаметр зовнішнього тубуса від 1,9мм до 10мм

Матеріал Сталь 1.4305
Лінза Латунь
Силікон Поліоксиметилен

Трубка оптична



Захисний чохол оптики для стерилізації

Тип замку*	Кут спостереження*	Діаметр зовнішнього тубуса*	Довжина тубуса*	Довжина трубки*
Оптика Pol-Med сумісна з більшістю сучасних ригідних ендоскопів: -цистоскопів, -резектоскопів, -гістероскопів, -лапароскопів, -бронхоскопів, -сінусоскопів -отоскопів з різними типами замків.	00 - 0°	019 - Ø 1,9мм	стандарт S	від 200мм
	12 - 12°	020 - Ø 2,0мм	від 30мм	до 750мм
	15 - 15°	021 - Ø 2,1мм	до 580мм	
	25 - 25°	023 - Ø 2,3мм		
	30 - 30°	024 - Ø 2,4мм		
	45 - 45°	027 - Ø 2,7мм		
	70 - 70°	029 - Ø 2,9мм		
		030 - Ø 3,0мм		
		040 - Ø 4,0мм		
		050 - Ø 5,0мм		
		052 - Ø 5,2мм		
		054 - Ø 5,4мм		
		055 - Ø 5,5мм		
		060 - Ø 6,0мм		
		065 - Ø 6,5мм		
		080 - Ø 8,0мм		
		100 - Ø10,0мм		

*на замовлення згідно з проектом клієнта

Перехідник «оптика-світловід» для різних типів світловодів





Оптика Pol-Med сумісна з усіма марками і типами обладнання наявними на ринку:

- HD якість
- піддається автоклавуванню
- різні кути спостереження: 0°, 12°, 30°, 70° та інші

Фірма Pol-Med виробляє оптику, здійснює ремонт та обслуговування більшості сучасних марок та типів по узгодженню із замовником

NWM P1 Контейнер для стерилізації оптики

Розмір	Ширина 10мм – 1000мм Довжина 10мм – 1500мм Висота 10мм – 500мм
Матеріал	Сталь 1.4301/1.4305/1.4310



Контейнер комбінований

