

## Артроскоп

Фірма Pol-Med виробляє, здійснює ремонт та обслуговування артроскопів більшості сучасних марок та типів по узгодженню із замовником



| Діаметр оптики (mm) | Оптичний кут           | Довжина оптики (mm) | Оптичний замок                 | Клапан                                                       | Трокар                        |
|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| від 1,9 до 4,0      | 0°, 25°, 30°, 45°, 70° | від 65 до 175       | закритий, закритий типу «Клік» | 1 фіксований<br>1 поворотний<br>2 фіксованих<br>2 поворотних | гострий<br>тупий<br>конусовий |