

NW E 1-11 Щипці ендоскопічні

Матеріал


Сталь
1.4301, 1.4305, 1.4310




Ручка до ендоскопічних щипців*

* вставки та ручки доступні до замовлення, як в комплекті, так і окремо


E1
Щипці ендоскопічні,
овальна ложка



E2
Щипці ендоскопічні,
округла ложка



E3
Щипці ендоскопічні, овальна ложка з
зубчиками по всьому краю



E4
Щипці ендоскопічні,
овальна ложка з
бічними зубчиками



E5
Щипці ендоскопічні,
овальна ложка
"Щурячий зуб",
зубчики 2:1



E6
Щипці ендоскопічні,
овальна ложка
однобічні




E7
Щипці ендоскопічні
"Алігатор",
зубчики 3:2




E8
Щипці ендоскопічні
"Крокодил"



E9
Щипці ендоскопічні
"Качиний дзьоб"




E10
Щипці ендоскопічні
для захоплення
каменів




E11
Щипці ендоскопічні "Ножиці прями"
Щипці ендоскопічні "Ножиці однобічні"

Ножиці однобічні




Ножиці прями



Модель*	Версія виконання		
	Зовнішній діаметр щипців (mm)	Довжина вставки (mm)	Тип тубуса
E1 Щипці ендоскопічні, овальна ложка	від 0,8 до 4,0*	від 200 до 800*	Спираль, трубка
E2 Щипці ендоскопічні, округла ложка			
E3 Щипці ендоскопічні, овальна ложка з зубчиками по всьому краю			
E4 Щипці ендоскопічні, овальна ложка з бічними зубчиками			
E5 Щипці ендоскопічні, овальна ложка "Щурячий зуб", зубчики 2:1			
E6 Щипці ендоскопічні, овальна ложка однобічні			
E7 Щипці ендоскопічні "Алігатор", зубчики 3:2			
E8 Щипці ендоскопічні "Крокодил"			
E9 Щипці ендоскопічні "Качиний дзьоб"			
E10 Щипці ендоскопічні для захоплення каменів			
E11 Щипці ендоскопічні "Ножиці"			

*МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА



NW E 16-20 Петлі поліпектомічні

Матеріал

Сталь 1.4301, 1.4310
Політетрафторетилен
Поліоксиметилен



Ручка до петель багаторазова R1, R2 (автоматична)
Довжина робочого руху:
від 40mm до 250mm



Колір термооболонки	Зовнішній діаметр тубуса (mm)
Синя	1,00 – 1,90
Зелена	1,91 – 2,20
Червона	2,21 – 3,00

Модель*	Версія виконання		
	Зовнішній діаметр тубуса петлі (mm)	Довжина вставки (mm)	Діаметр петлі (mm)
E16 петля асиметрична	від 1,0 до 3,0*	від 300 до 3000*	від 5,0 до 100,0*
E17 петля овальна			
E18 петля гексагональна			
E19 петля овальна з зубчиками			
E20 петля монофіламентна			

*** МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**



E39 Провідник нітиноловий “Зебра”


Розмір
Ø від 0,2mm до 1,0mm
L від 1000mm до 5000mm

Матеріал
Політетрафторетилен
Нітинол

NW E 30-36 Папілотом

Матеріал Сталь 1.4301, 1.4310
Політетрафторетилен
Поліоксиметилен

E30 Папілотом одноканальний



E31 Папілотом типу "Голка"



E32 Папілотом типу "Багнет"



E35 Папілотом фронтальний одноканальний



Колір корпусу папілостома залежить від довжини
ріжучої хорди в моделях: E 30, E 33, E 34, E 35, E 36
В моделях E 31, E 32, колір корпусу не має впливу на
параметри виробу

Чорний колір корпусу папілостома
довжина хорди: 15-22мм



Зелений колір корпусу папілостома
довжина хорди: 23-28мм



Червоний колір корпусу папілостома
довжина хорди: 29-40мм



Провідник

Контраст

Ручка до папілостома багаторазова R1, R2 (автоматична)
Довжина робочого руху: від 40mm до 250mm

Модель*	Версія виконання				
	Зовнішній діаметр щипців (mm)	Довжина вставки (mm)	Довжина хорди ріжучої (E30, 33, 34, 35, 36) (mm)	Довжина висунення голки (E31, 32) (mm)	Довжина носика (E30, 33, 34, 35, 36) (mm)
E30 Папілотом одноканальний	від 1,0 до 3,0*	від 300 до 3000*	від 15 до 40*	від 1,0 до 20*	від 1,0 до 40*
E31 Папілотом типу "Голка"					
E32 Папілотом типу "Багнет"					
E33 Папілотом двоканальний					
E34 Папілотом трьохканальний					
E35 Папілотом фронтальний одноканальний					
E36 Папілотом фронтальний двоканальний					

*МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА

Код	Модель*
E4000	Кошик Дорміа гексагональний з нітинолу без оливи
E4002	Кошик Дорміа гексагональний з нітинолу з оливою
E4060	Кошик Дорміа «без верхівки» з нітинолу без оливи
E4100	Кошик Дорміа «спіральный» з нітинолу без оливи
E4102	Кошик Дорміа «спіральный» з нітинолу з оливою

NW E 4000-4102 Кошки Дорміа ендоскопічні з нітинолу

Матеріал	Сталь 1.4301 Політетрафторетилен (E4000) Поліоксиметилен Нітинол
----------	---

Lp	Версія виконання
1	Діаметр тубуса тефлонового від 0,8mm до 4,0mm
2	Довжина вставки від 100mm до 3000mm
3	Ширина (діаметр) відкритого кошика від 5mm до 50mm
4	Довжина відкритого кошика від 5mm до 100mm
5	Кількість прутиків кошика від 3 до 10

*** - можливо виготовлення на замовлення згідно з проектом клієнта**

E4060



E4002



E4102



Ручка з ручним затиском універсальна, до ендоскопових та урологічних кошиків



Тубус тефловий

Термоусадочна оболонка*

Корпус




* - Колір термооболонки залежить від діаметра тубуса тефлонового

Колір термооболонки	Зовнішній діаметр тубуса (mm)
Синя	0,80 – 1,80
Зелена	1,81 – 2,20
Червона	2,21 – 4,00

NW E4200 Літотриптор західного / східного типу

Матеріал

Сталь 1.4305, 1.4310
Поліоксиметилен M058




	Модель*	Версія виконання		
		Діаметр тубуса тефлонового (mm)	Довжина вставки (mm)	Ширина (діаметр) відкритого кошика (mm)
E4200	Літотриптор західного / східного типу	від 1,0 до 4,0	від 1500 до 2500	від 15 до 60

***МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**

NWM P1 Контейнер для стерилізації інструментів

Розмір

Ширина: від 10мм до 1000мм
Довжина: від 10мм до 1500мм
Висота: від 10мм до 500мм



E44
Щітка цитологічна

E4400 - Ручка для щітки цитологічної



Колір ручки щітки	Діаметр тefлонового тубуса (mm)
	Зелена 1,50 - 190
	Синя 1,91 - 2,20
	Червона 2,21 - 2,40

Модель*	Діаметр тубуса тefлонового (mm)	Версія виконання		
		Довжина вставки (mm)	Діаметр щетини щітки (mm)	Довжина щетини щітки (mm)
E44 Щітка цитологічна в тefлоновому тубусі	від 1,5 до 2,4	від 1200 до 2500	від 1,8 до 2,5	від 8 до 20


***МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**

NW E44 Щітка цитологічна


Матеріал Сталь 1.4301
Політетрафторетилен
Поліоксиметилен (E44)



E4500
Щітка для чищення каналу
робочого одностороння



E4501 Щітка для чищення каналу
робочого двостороння



E4502 Щітка для чищення
повітряних каналів



стерильна



NW E4500, 4501, 4502 Щітки для чищення робочого каналу ендоскопа NW E4503 Щітка для миття клапанів NW E4504 Щітка для чищення робочого каналу і клапанів двостороння

Матеріал Сталь 1.4301
Поліоксиметилен 058

E4503 Щітки для миття
клапанів



E4504 Щітка для чищення робочого
каналу і клапанів двостороння



Модель*	Діаметр тубуса (mm)	Версія виконання		
		Довжина вставки (mm)	Діаметр щетини щітки (mm)	Довжина щетини щітки (mm)
E4500 Щітка для чищення каналу робочого одностороння	від 1,0 до 4,0	від 50 до 2500	від 0,5 до 100	від 5 до 100
E4501 Щітка для чищення каналу робочого двостороння				
E4502 Щітка для чищення повітряних каналів				
E4503 Щітка для миття клапанів				
E4504 Щітка для чищення робочого каналу і клапанів двостороння				

***МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**

NW E5800, 5801, 5802 Катетер ендоскопічний


Розмір Ø1,0 – 4,0mm
L 300mm – 2500mm

Матеріал Поліоксиметилен
Політетрафторетилен

E5800 – Катетер ендоскопічний

**E5801 - Катетер ендоскопічний з металевим
наконечником**

E5802 - Катетер ендоскопічний, тип «спрей»



E5801

Катетер з металевим наконечником



Колір ковпачка	Зовнішній діаметр (mm)
	Синій 1,00 - 2,10
	Червоний 2,11 - 4,00



NW E25 Лігатор

Розмір Ø9,8÷11,3 mm

Матеріал Поліоксиметилен
Силікон




SSE 2600 Gastro, 6 шт.

SSE 2601 Colon, 4 шт.

NW E4600 Загубник ендоскопічний

Матеріал Поліоксиметилен






NW E52-57 Голка ендоскопічна

Матеріал

Сталь 1.4301
Політетрафторетилен
Поліоксиметилен



Модель*	Версія виконання			
	Діаметр тубуса (mm)	Довжина вставки (mm)	Діаметр голки (mm)	Довжина видалення голки (mm)
E52 Голка ендоскопічна в тефлоновому кожусі	від 1,5 до 3,0	від 300 до 2500	від 0,3 до 1,5	від 1,0 до 20
E53 Голка ендоскопічна в тефлоновому кожусі з металевим наконечником				
E54 Голка ендоскопічна в металевому кожусі				
E55 Голка ендоскопічна аспіраційна в тефлоновому кожусі				
E56 Голка ендоскопічна аспіраційна в тефлоновому кожусі з металевим наконечником				
Трансбронхіальна аспіраційна голка (бічний отвір голки) в металевому кожусі				
E57p (зовнішній металевий кожух) багаторазова для використання зі стерильною аспіраційної голкою				
E57t Трансбронхіальна аспіраційна голка (троакар) в металевому кожусі				

***можливо виготовлення на замовлення згідно з проектом клієнта**

колір термооболонки залежить від зовнішнього діаметра тубуса відповідно до таблиці

Колір термооболонки	Діаметр тубуса (mm)
Синя	1,50 - 190
Зелена	1,91 - 2,20
Червона	2,21 - 2,40
Чорна	2,41 - 3,00

Ручка для голки багаторазова



NW E70-82 Щипці ендоскопічні біопсійні

Матеріал

Сталь 1.4301, 1.4305, 1.4310

NWE 70 - овальна ложка



NWE 71 - овальна з голкою



NWE 72 - овальна ложка коротка



NWE 73 - овальна коротка з голкою



NWE 74 - кругла ложка



NWE 75 - кругла з голкою



NWE 76- овальна з зубцями по колу



NWE 77 - з зубцями по колу з голкою



NWE 78 - овальна з бічними зубцями



NWE 79 - з бічними зубцями з голкою



NWE 80 - овальна „Щурячий зуб”



NWE 81 овальна одностороння




NWE 82 - з бічними зубцями похилі для дотичної біопсії




E70

Щипці ендоскопічні
біопсійні овальна
ложка фенестрована



E71

Щипці ендоскопічні
біопсійні овальна ложка
фенестрована з
голкою




E72

Щипці ендоскопічні
біопсійні коротка овальна
ложка фенестрована



E73

Щипці ендоскопічні
біопсійні коротка
овальна ложка фенестрована з
голкою



E74

Щипці ендоскопічні
біопсійні кругла
ложка фенестрована




E75

Щипці ендоскопічні біопсійні кругла ложка з голкою фенестровані



E76

Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з зубцями по колу



E77

Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з голкою і зубцями по колу



E78

Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з бічними зубцями



E79

Щипці біопсійні овальна ложка фенестрована з голкою і бічними зубцями




E80

Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована "Щурячий зуб"



E80BS

Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована "Щурячий зуб" похилі для дотичної біопсії



E81

Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка рухлива одна бранша (односторонні)



	Модель*	Версія виконання	
		Діаметр тубуса (mm)	Довжина вставки без ручки (mm)
E70	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована	від 0,8 до 4,0*	від 300 до 2500*
E71	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з голкою		
E72	Щипці ендоскопічні біопсійні коротка овальна ложка фенестрована		
E73	Щипці ендоскопічні біопсійні коротка овальна ложка фенестрована з голкою		
E74	Щипці ендоскопічні біопсійні кругла ложка фенестрована		
E75	Щипці ендоскопічні біопсійні кругла ложка з голкою фенестрована		
E76	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з зубцями по колу		
E77	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з голкою і зубцями по колу		
E78	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з бічними зубцями		
E79	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з бічними зубцями з голокою		
E80	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована "Щурячий зуб"		
E80BS	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована "Щурячий зуб" похилі для дотичної біопсії		
E81	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка, одна рухлива бранша (односторонні)		
E82	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з бічними зубцями похилі для дотичної біопсії		

*можливо виготовлення на замовлення згідно з проектом клієнта



NW E83-104 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл

Матеріал

Сталь 1.4301, 1.4305, 1.4310

E85

Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Щурячий зуб"



NWE 83 - „АЛІГАТОР” зубчики 3:2



NWE 84 - з бічними зубцями



NWE 85 - „Щурячий зуб”, зубчики 2:1



NWE 86 - „Щурячий зуб”,
зубчики 2:1 – 11,3:6,5



NWE 87 - „Щурячий зуб”,
зубчики 2:1 – 14,9:8,4



NWE 88 - „КРОКОДИЛ”



NWE 89 - „КАТЕТЕР”



NWE 90 - „Щурячий зуб”,
зубчики 2:1 „STENTS”



NWE 91 - „POLYCATCH”



NWE 92 - „ТРИМЕР”



NWE 93 - „НОЖИЦІ ПРОСТІ”



NWE 94 - „НОЖИЦІ ДЗЬОБ ПАПУГИ”



NWE 95 - захват зубчики 2:2



NWE 96 - захват зубчики 2:1



NWE 97 - захват зубчастий



NWE 98 - захват до зонду



NWE 99 - 3-пелюстковий гострий



NWE 100 - 3-пелюстковий закруглений



NWE 101 - 4-пелюстковий гострий



NWE 102 - 4-пелюстковий закруглений



NWE 103 - 5-пелюстковий гострий



NWE 104 - 5-пелюстковий
закруглений



E83

Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Алігатор"



E88

Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Крокодил"



E92

Тример




E93

Ножиці ендоскопічні прями



E94

Ножиці "Дзьоб папуги"



E104

Захват п'ятипелюстковий закруглений (блюще)




Модель*	Версія виконання	
	Діаметр тубуса (mm)	Довжина вставки без ручки (mm)
E83 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Алігатор", зубчики 3:2	від 0,8 до 4,0*	від 300 до 2500*
E84 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл з бічними зубцями		
E85 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Щурячий зуб", зубчики 2:1		
E86 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Щурячий зуб", зубчики 2:1 – 11,3: 6,5		
E87 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Щурячий зуб", зубчики 2:1 – 14,9: 8,4		
E88 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Крокодил"		
E89 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Катетер"		
E90 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Щурячий зуб", зубчики 2:1 "STENTS"		
E91 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "POLYCATCH"		
E92 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "ТРИМЕР"		
E93 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "НОЖИЦІ ПРОСТІ"		
E94 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "НОЖИЦІ ДЗЬОБ ПАПУГИ"		
E95 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл – захват зубчики 2:2		
E96 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл – захват зубчики 2:1		
E97 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл – захват зубчастий		
E98 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл – захват до зонда		
E99 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл – захват 3-пелюстковий		
E100 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл – захват 3-пелюстковий закруглений		
E101 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл – захват 4-пелюстковий гострий		
E102 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл – захват 4-пелюстковий закруглений		
E103 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл – захват 5-пелюстковий гострий		
E104 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл – захват 5-пелюстковий закруглений		

***МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**

Колір тримача залежить від зовнішнього діаметра тубуса щипців відповідно до таблиці

Колір тримача	Діаметр тубуса щипців (mm)
Чорний	0,80 - 1,50
Синій	1,51 - 1,90
Зелений	1,91 - 2,20
Жовтий	2,20 - 2,40
Червоний	2,41 - 3,10
Білий	3,11 - 4,00

Шпилькоподібний тримач



Ручка універсальна до ендоскопічних щипців

Довжина робочого руху: від 40mm до 250mm

Матеріал: Сталь 1.4301, 1.4305, 1.4310
Поліоксиметилен