

Гістероскоп діагностичний NWE HD ST D

Оптика до гістероскопа: 0°, 12°, 30°

Додатково:


- щипці
- оптико-волоконне обладнання

Модель

Версія виконання

ST
З обертовим роз'ємом
типу Standard


D - Діагностичний
DO - Діагностично - Операційний




Гістероскоп діагностично-операційний NWE H D ST DO

Колір захисного кожуха залежить від розміру тубуса

Колір захисного кожуха		Розмір тубуса (mm)
	Білий	5
	Синій	6,5
	Зелений	7



Фірма Pol-Med здійснює ремонт та обслуговування більшості гістероскопів сучасних марок та типів



Гістерорезектоскоп монополярний NWE HO ST / KLIK біполярний NWE HO ST / KLIK

Модель	
ST	3 роз'ємом типу Standard
KLIK	3 роз'ємом типу KLIK
Версія виконання	
24/26CH	Розмір тубусу внутрішній 24 CH, зовнішній 26 CH / жовтий колір кожуха
27/28CH	Розмір тубусу внутрішній 27 CH, зовнішній 28 CH / сірий колір кожуха

Оптика до гістерорезектоскопу: 0°, 12°, 30°, 70°

Додатково:

- електроди
- кабелі ВЧ
- оптико-волоконне обладнання

Електроди до гістерорезектоскопа



Фірма Pol-Med здійснює ремонт та обслуговування більшості гістерорезектоскопів сучасних марок та типів

NWM P1 Контейнер для стерилізації інструментів

Розмір	Ширина: від 10мм до 1000мм
	Довжина: від 10мм до 1500мм
	Висота: від 10мм до 500мм

