

Підйомник Albaran з обтуратором

Матеріал

Поліоксиметилен
Сталь
1.4301/1.4305/1.4310

Підйомник Albaran

	код
важіль одноканальний	UCA001
важіль двоканальний	UCA001
важіль одноканальний без клапана	UCA011
важіль двоканальний без клапана	UCA012



Фірма Pol-Med здійснює ремонт та обслуговування уретротомів більшості сучасних марок та типів


NWU U KLIK NWU U ST Уретротом тип KLIK, ST

Розмір

21CH

Додатково:

- оптика до уретротомів: 0°, 12°, 30°, 70°
- електроди типу «холодний ніж»



Модель із поворотним роз'ємом типу «Standard»

Розмір тубуса	17 CH / Жовтий	код	17 CH
Розмір тубуса	19 CH / Зелений		19 CH
Розмір тубуса	21 CH / Червоний		21 CH
Розмір тубуса	23 CH / Синій		23 CH
Розмір тубуса	25 CH / Білий		25 CH

NWU C ST Цистоскоп

Матеріал	Поліоксиметилен Сталь 1.4301/1.4305/1.4310
----------	--



Цистоскоп комплект



Обтуратор



Оптический обтуратор
цистоскопа



Додатково:

- оптика до цистоскопа: 0°, 12°, 30°, 70°
- кошики Дорміа
- щипці урологічні
- оптико-волоконне обладнання


NWU UC 106000-106002 З'єднувальний місток для цистоуретроскопа

Розмір	3CH, 5CH, 7CH
--------	---------------

Матеріал	Поліоксиметилен Сталь 1.4305
----------	------------------------------------

UC 106000

З'єднувальний місток
для цистоуретроскопа
безканальний




UC 106001

З'єднувальний місток для цистоуретроскопа
одноканальний



UC 106002

Два робочих канали



Штуцер і гумовий ущільнювач робочого каналу цистоскопа



115 NWU R

Резектоскоп

монополярний KLIK, ST
біполярний KLIK, ST

Розмір 24CH, 26CH, 27CH, 28CH

Матеріал Поліоксиметилен
Сталь
1.4301/1.4305/1.4310

Версія виготовлення

Розмір тубуса 24/26 CH, робочий елемент активний	24/26 CH A
Розмір тубуса 27/28 CH, робочий елемент активний	27/28 CH A
Розмір тубуса 24/26 CH, робочий елемент пасивний	24/26 CH P
Розмір тубуса 27/28 CH, робочий елемент пасивний	27/28 CH P


Тип моделі

Модель із поворотним роз'ємом типу «Standard» ST

Модель із замком типу «KLIK» KLIK

NWU R ST

тубус зовнішній



NWU R ST

тубус внутрішній



NWU R ST

обтуратор



Біполярний резектоскоп,
активний



Монополярний
резектоскоп, пасивний



Робочий елемент
для монополярного
резектоскопа, пасивний



Редуктор для резектоскопа



NWU UC 106001
Одноканальний місток
резектоскопа



Робочий елемент для біполярного
резектоскопа, активний



Оптический обтуратор з робочим каналом та без нього




Вставки та ручки доступні до замовлення, як в комплекті, так і окремо

NW E1-11 Щипці урологічні

Матеріал:

Сталь
1.4301
1.4305
1.4310



Lp	Модель*	Версія виконання		
		Зовнішній діаметр щипців (mm)	Довжина вставки (mm)	Тип тубуса
1	Щипці урологічні біопсійні овальні	від 0,8 до 4,0*	від 200 до 800*	Спираль, трубка
2	Щипці урологічні біопсійні заокруглені			
3	Щипці урологічні, овальна ложка з зубчиками по всьому краю			
4	Щипці урологічні, овальна ложка з бічними зубчиками			
5	Щипці урологічні, овальна ложка "Щурячий зуб", зубчики 2:1			
6	Щипці урологічні, овальна ложка одnobічні			
7	Щипці урологічні "Алігатор", зубчики 3:2			
8	Щипці урологічні "Крокодил"			
9	Щипці урологічні "Качиний дзьоб"			
10	Щипці урологічні для захоплення каменів			
11	Щипці урологічні "Ножиці"			


*можливо виготовлення на замовлення згідно з проектом клієнта

NWU Механічний літотриптор

Розмір Ø1,0÷2,3 mm
L 400 mm

Матеріал Сталь
1.4301
1.4305
1.4310

Механічний літотриптор для малих та середніх каменів



Працює з цистоскопом 25 CH


Обтуратор




Тубус



Механічний літотриптор комплект



Механічний літотриптор для великих каменів



NWU B70-B76 Зонди урологічні для пневматичної і ультразвукової літотрипсії

Матеріал Сталь 1.4305

код	Модель*	Версія виконання	
		Діаметр зонду (mm)	Довжина зонду (mm)
B70	Зонд урологічний	від 0,6 до 4,5	від 400 до 650
B71	Зонд урологічний		
B72	Зонд урологічний		
B73	Зонд урологічний		
B74	Зонд урологічний		
B75	Зонд урологічний		
B76	Зонд урологічний		

*** МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**

Зонд урологічний B70



Зонд урологічний B71




Зонд урологічний B72



Зонд урологічний B73



Зонд урологічний B74



Зонд урологічний B75



Зонд урологічний B76




NW U4000-4101 Кошки Дорміа з нітинолу

Матеріал
Сталь 1.4301
Політетрафторетилен
Поліоксиметилен
Нітинол

U4060



U4002




U4101



Код	Модель*
4000	Кошик Дорміа гексагональний з нітинолу без оливи
4002	Кошик Дорміа гексагональний з нітинолу з оливою
4060	Кошик Дорміа «без верхівки» з нітинолу без оливи
4100	Кошик Дорміа «спіральний» з нітинолу без оливи
4101	Кошик Дорміа «спіральний» з нітинолу з оливою

Lp	Версія виконання
1	діаметр тубуса тефлонового від 0,8mm до 4,0mm
2	довжина всієї корзини від 100mm до 3000mm
3	ширина (діаметр) відкритого кошика від 5mm до 50mm
4	довжина відкритого кошика від 5mm до 100mm
5	кількість прутиків кошика від 3 до 10

*** МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**



NWU 300 Електроди для трансуретральних операцій, моно- та біполярні

Матеріал


Сталь 1.4301
Політетрафторетилен

Розмір	Модель*	Версія виконання
		Робоча кінцівка
19CH, 22CH, 24CH, 26CH, 27CH, 28CH	Всі моделі електродів, одно- та двохконтактні, сумісні не лише з резектоскопом Pol-Med, але і з більшістю сучасних резектоскопів	черевцевий, прямий, гачкоподібний, ріжучий, стрічковий, ніж, ріжучий 0°, кульковий 3mm, кульковий 5mm, валиковий 3mm, валиковий 5mm, роликовий 3mm, роликовий 5mm, вапоризаційний, конічний, голковий, ріжучий 12°, ріжучий 30°

*** МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**

NWM P1 Захисний контейнер та пенал для стерилізації, зберігання урологічних електродів

Захисний контейнер для
стерилізації та зберігання
урологічних електродів



Захисний пенал для
стерилізації урологічних
електродів





холодний ніж
типу «коса»




холодний ніж
типу «черевце»




холодний ніж
типу «прямий»



ріжучий кутовий
електрод




коагуляційний
валик




кулька 5 мм
коагуляційна




вапоротрод



«гарячий» ніж (Хук)



електрод для біполярного
резектоскопа



кулька 3 мм
коагуляційна



пряма петля



вапоризаційний ролик



вапоркат

NWU K1-K4 Кабелі моно- і біполярні

Кабелі ВЧ до резектоскопів і гістерорезектоскопів підходять до усіх сучасних електрохірургічних установок з різними типами роз'ємів. Можливо виготовлення на замовлення згідно з проектом клієнта

K1
Кабель монополярний
Ø 4мм




K2
Кабель монополярний
Ø 5мм



K3
Кабель монополярний
Ø 8-9мм




ВЧ кабель для біполярного
резектоскопа



NW UJ Шприц-евакуатор

Код	Модель	Версія виконання
		Об'єм (ml)
J050	Шприц-евакуатор	Від 50 до 200
J075	Шприц-евакуатор	
J100	Шприц-евакуатор	
J150	Шприц-евакуатор	
J200	Шприц-евакуатор	



NWM P1 Контейнер для стерилізації інструментів

Розмір	Ширина: від 10мм до 1000мм
	Довжина: від 10мм до 1500мм
	Висота: від 10мм до 500мм

