




КАТАЛОГ ЕНДОСКОПІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТІВ

ФІРМИ-ВИРОБНИКА "POL-MED PAWEŁ JABŁONKA"



WWW.POL-MED.COM.UA



Pol-Med Paweł Jablonka



Присутні на європейському ринку більше 20 років.
 Проектуємо та виробляємо інструменти сумісні з
 ендоскопічними системами для багатьох галузей медицини.
 Сервіс та ремонт інструментів більшості марок і типів.



www.pol-med.com.ua; email: polmed.ukraine@gmail.com



Pol-Med Paweł Jablonka



РОЗДІЛ 1

ОПТИКО-ВОЛОКОННЕ ОБЛАДНАННЯ

	ДЖЕРЕЛО ХОЛОДНОГО СВІТЛА POL-MED	4
	ОПТИКО-ВОЛОКОННИЙ КАБЕЛЬ POL-MED	4
	ОПТИКА РИГІДНА	5
	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ОПТИКИ	6

РОЗДІЛ 2

АРТРОСКОПІЯ

	ТУБУСИ АРТРОСКОПІЧНІ	7
---	----------------------	---

РОЗДІЛ 3

ЕНДОСКОПІЯ

	ЩИПЦІ ЕНДОСКОПІЧНІ	8
	ПЕТЛІ ПОЛІПЕКТОМІЧНІ	9
	ПАПІЛОТОМ	10
	ПРОВІДНИКИ НИТИНОЛОВІ “ЗЕБРА”	9
	КОШИКИ ДОРМІА ЕНДОСКОПІЧНІ З НІТИНОЛУ	11
	ЛІТОТРИПТОР ЗАХІДНОГО/СХІДНОГО ТИПУ	12
	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ	12
	ЩИТКИ	13
	КАТЕТЕР ЕНДОСКОПІЧНИЙ	14
	ЛІГАТОР	14
	ЗАГУБНИК ЕНДОСКОПІЧНИЙ	14
	ГОЛКИ ЕНДОСКОПІЧНІ	15
	ЩИПЦІ ЕНДОСКОПІЧНІ БІОПСІЙНІ	16
	ЗАХВАТ	18
	РУЧКА УНІВЕРСАЛЬНА ДЛЯ ЕНДОСКОПІЧНИХ ЩИПЦІВ	19

РОЗДІЛ 4

ГІНЕКОЛОГІЯ

	ГІСТЕРОСКОП ДІАГНОСТИЧНИЙ	20
	ГІСТЕРОСКОП ДІАГНОСТИЧНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ	20
	ГІСТЕРОРЕЗЕКТОСКОП	21
	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ	21

РОЗДІЛ 5

УРОЛОГІЯ

	ЦИСТОСКОП З ОСНАЩЕННЯМ ТА ПІДЙОМНИК ALVARAN З ОБТУРАТОРОМ	22
	ОПТИЧНИЙ ОБТУРАТОР ЦИСТОСКОПА	23
	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ МІСТОК ДЛЯ ЦИСТОУРЕТРОСКОПА	23
	РЕЗЕКТОСКОП МОНО- І БІПОЛЯРНИЙ	24
	РЕДУКТОР ДЛЯ РЕЗЕКТОСКОПА	24
	ОДНОКАНАЛЬНИЙ МІСТОК РЕЗЕКТОСКОПА	24
	ОПТИЧНИЙ ОБТУРАТОР РЕЗЕКТОСКОПА З РОБОЧИМ КАНАЛОМ	24
	УРЕТРОТОМ	22
	ЩИПЦІ УРОЛОГІЧНІ	25
	МЕХАНІЧНИЙ ЛІТОТРИПТОР	26
	УРОЛОГІЧНІ ЗОНДИ ДЛЯ ЛІТОТРИПСІЇ	26
	КОШИКИ ДОРМІА УРОЛОГІЧНІ З НІТИНОЛУ	27
	ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ ТУР	28
	ЗАХИСНИЙ ПЕНАЛ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ І ЗБЕРІГАННЯ УРОЛОГІЧНИХ ЕЛЕКТРОДІВ	28
	КАБЕЛІ МОНО- І БІПОЛЯРНІ	29
	ШПРИЦ-ЕВАКУАТОР	30
	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ	30

NWM Z

Джерело холодного світла LED

Ефективність - велика інтенсивність світла

Економія - світлодіод забезпечує

50 000 годин роботи

Ергономічне і безшумне

Діод керується джерелом струму з регульованою потужністю.

Джерело живлення: 176 – 264 В змінного струму, 47 - 63 Гц

Максимальна потужність: 130 Вт

Виходи пристроїв вводу/виводу:

- АС вхідна потужність IEC 60320
- оптичний вихід для оптико-волоконного кабелю



Кабель оптико-волоконний



PO 300 40 01 S Оптико-волоконний кабель POL-MED

Діаметр	1,0мм / 2,0мм / 3,5мм / 5,0мм
Довжина	від 1000мм до 6000мм

Оптичний вихід



Вихід, що підключається до джерела світла



Універсальний кабель зі змінними перехідниками





Комплект оптики в упаковці




400 NWO

Оптика до:

- цистоскопа (OUC)
- гістроскопа (OGH)
- лапароскопа (OLP)
- артроскопа (OAR)
- бронхоскопа (OBR)
- сінусоскопа (OSI)
- отоскопа (OOT)

Кут спостереження	0°, 12°, 15°, 25°, 30°, 45°, 70°, 120° та ін.
Діаметр зовнішнього тубуса	від 1,9мм до 10мм
Матеріал	Сталь 1.4305 Лінза Латунь Силікон Поліоксиметилен




Тип замку*	Кут спостереження*	Діаметр зовнішнього тубуса*	Довжина тубуса*	Довжина трубки*
Оптика Pol-Med сумісна з більшістю сучасних ригідних ендоскопів: -цистоскопів, -резектоскопів, -гістроскопів, -лапароскопів, -бронхоскопів, -сінусоскопів -отоскопів з різними типами замків.	00 - 0°	019 - Ø 1,9мм	стандарт S	від 200мм
	12 - 12°	020 - Ø 2,0мм	від 30мм	до 750мм
	15 - 15°	021 - Ø 2,1мм	до 580мм	
	25 - 25°	023 - Ø 2,3мм		
	30 - 30°	024 - Ø 2,4мм		
	45 - 45°	027 - Ø 2,7мм		
	70 - 70°	029 - Ø 2,9мм		
		030 - Ø 3,0мм		
		040 - Ø 4,0мм		
		050 - Ø 5,0мм		
		052 - Ø 5,2мм		
		054 - Ø 5,4мм		
		055 - Ø 5,5мм		
		060 - Ø 6,0мм		
		065 - Ø 6,5мм		
		080 - Ø 8,0мм		
		100 - Ø10,0мм		

* можливо виготовлення на замовлення згідно з проектом клієнта

Перехідник «оптика-світловід» для різних типів світловодів





Оптика Pol-Med сумісна з усіма марками і типами обладнання наявними на ринку:

- HD якість
- піддається автоклавуванню
- різні кути

спостереження: 0°, 12°, 30°, 70° та інші

Фірма Pol-Med виробляє оптику, здійснює ремонт та обслуговування більшості сучасних марок та типів по узгодженню із замовником

NWM P1 Контейнер для стерилізації оптики

Розмір	Ширина 10мм – 1000мм Довжина 10мм – 1500мм Висота 10мм – 500мм
Матеріал	Сталь 1.4301/1.4305/1.4310



Контейнер комбінований



Артроскоп

Фірма Pol-Med виробляє, здійснює ремонт та обслуговування артроскопів більшості сучасних марок та типів по узгодженню із замовником




Діаметр оптики (mm)	Оптичний кут	Довжина оптики (mm)	Оптичний замок	Клапан	Трокар
від 1,9 до 4,0	0°, 25°, 30°, 45°, 70°	від 65 до 175	закритий, закритий типу «Клік»	1 фіксований 1 поворотний 2 фіксованих 2 поворотних	гострий тупий конусовий

NW E 1-11 Щипці ендоскопічні


Матеріал

Сталь
1.4301, 1.4305, 1.4310




* вставки та ручки доступні до замовлення, як в комплекті, так і окремо


E1
Щипці ендоскопічні,
овальна ложка



E2
Щипці ендоскопічні,
округла ложка



E3
Щипці ендоскопічні, овальна ложка з
зубчиками по всьому краю



E4
Щипці ендоскопічні,
овальна ложка з
бічними зубчиками



E5
Щипці ендоскопічні,
овальна ложка
"Щурячий зуб",
зубчики 2:1



E6
Щипці ендоскопічні,
овальна ложка
однобічні




E7
Щипці ендоскопічні
"Алігатор",
зубчики 3:2



E8
Щипці ендоскопічні
"Крокодил"



E9
Щипці ендоскопічні
"Качиний дзьоб"




E10
Щипці ендоскопічні
для захоплення
каменів




E11
Щипці ендоскопічні "Ножиці прямі"
Щипці ендоскопічні "Ножиці однобічні"

Ножиці однобічні




Ножиці прямі



Модель*	Версія виконання		
	Зовнішній діаметр щипців (mm)	Довжина вставки (mm)	Тип тубуса
E1 Щипці ендоскопічні, овальна ложка	від 0,8 до 4,0*	від 200 до 800*	Спираль, трубка
E2 Щипці ендоскопічні, округла ложка			
E3 Щипці ендоскопічні, овальна ложка з зубчиками по всьому краю			
E4 Щипці ендоскопічні, овальна ложка з бічними зубчиками			
E5 Щипці ендоскопічні, овальна ложка "Щурячий зуб", зубчики 2:1			
E6 Щипці ендоскопічні, овальна ложка однобічні			
E7 Щипці ендоскопічні "Алігатор", зубчики 3:2			
E8 Щипці ендоскопічні "Крокодил"			
E9 Щипці ендоскопічні "Качиний дзьоб"			
E10 Щипці ендоскопічні для захоплення каменів			
E11 Щипці ендоскопічні "Ножиці"			

*МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА



NW E 16-20 Петлі поліпектомічні

Матеріал

Сталь 1.4301, 1.4310
Політетрафторетилен
Поліоксиметилен


Ручка до петель багаторазова R1, R2 (автоматична)
Довжина робочого руху:
від 40mm до 250mm



Колір термооболонки	Зовнішній діаметр тубуса (mm)
Синя	1,00 – 1,90
Зелена	1,91 – 2,20
Червона	2,21 – 3,00

Модель*	Версія виконання		
	Зовнішній діаметр тубуса петлі (mm)	Довжина вставки (mm)	Діаметр петлі (mm)
E16 петля асиметрична	від 1,0 до 3,0*	від 300 до 3000*	від 5,0 до 100,0*
E17 петля овальна			
E18 петля гексагональна			
E19 петля овальна з зубчиками			
E20 петля монофіламентна			

*** МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**



E39 Провідник нітиноловий “Зебра”


Розмір
Ø від 0,2mm до 1,0mm
L від 1000mm до 5000mm

Матеріал
Політетрафторетилен
Нітинол

NW E 30-36 Папілотом

Матеріал Сталь 1.4301, 1.4310
Політетрафторетилен
Поліоксиметилен

E30
Папілотом одноканальний



E31
Папілотом типу "Голка"



E32
Папілотом типу "Багнет"



E35
Папілотом фронтальний одноканальний



Колір корпусу папілостома залежить від довжини
ріжучої хорди в моделях: E 30, E 33, E 34, E 35, E 36
В моделях E 31, E 32, колір корпусу не має впливу на
параметри виробу

Чорний колір корпусу папілостома
довжина хорди: 15-22мм



Зелений колір корпусу папілостома
довжина хорди: 23-28мм



Червоний колір корпусу папілостома
довжина хорди: 29-40мм



Провідник
Контраст

Ручка до папілостома багаторазова R1, R2 (автоматична)
Довжина робочого руху: від 40mm до 250mm

Модель*	Версія виконання				
	Зовнішній діаметр щипців (mm)	Довжина вставки (mm)	Довжина хорди ріжучої (E30, 33, 34, 35, 36) (mm)	Довжина висунення голки (E31, 32) (mm)	Довжина носика (E30, 33, 34, 35, 36) (mm)
E30 Папілотом одноканальний	від 1,0 до 3,0*	від 300 до 3000*	від 15 до 40*	від 1,0 до 20*	від 1,0 до 40*
E31 Папілотом типу "Голка"					
E32 Папілотом типу "Багнет"					
E33 Папілотом двоканальний					
E34 Папілотом трьохканальний					
E35 Папілотом фронтальний одноканальний					
E36 Папілотом фронтальний двоканальний					

*МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА

Код	Модель*
E4000	Кошик Дорміа гексагональний з нітинолу без оливи
E4002	Кошик Дорміа гексагональний з нітинолу з оливою
E4060	Кошик Дорміа «без верхівки» з нітинолу без оливи
E4100	Кошик Дорміа «спіральный» з нітинолу без оливи
E4102	Кошик Дорміа «спіральный» з нітинолу з оливою


NW E 4000-4102 Кошки Дорміа ендоскопічні з нітинолу

Матеріал	Сталь 1.4301 Політетрафторетилен (E4000) Поліоксиметилен Нітинол
----------	---

Lp	Версія виконання
1	Діаметр тубуса тефлонового від 0,8mm до 4,0mm
2	Довжина вставки від 100mm до 3000mm
3	Ширина (діаметр) відкритого кошика від 5mm до 50mm
4	Довжина відкритого кошика від 5mm до 100mm
5	Кількість прутиків кошика від 3 до 10

*** МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**

E4060



E4002



E4102



Ручка з ручним затиском універсальна, до ендоскопових та урологічних кошиків



Тубус тефлоновий

Термоусадочна оболонка*

Корпус




* - Колір термооболонки залежить від діаметра тубуса тефлонового

Колір термооболонки	Зовнішній діаметр тубуса (mm)
Синя	0,80 – 1,80
Зелена	1,81 – 2,20
Червона	2,21 – 4,00

NW E4200 Літотриптор західного / східного типу

Матеріал

Сталь 1.4305, 1.4310
Поліоксиметилен M058




	Модель*	Версія виконання		
		Діаметр тубуса тефлонового (mm)	Довжина вставки (mm)	Ширина (діаметр) відкритого кошика (mm)
E4200	Літотриптор західного / східного типу	від 1,0 до 4,0	від 1500 до 2500	від 15 до 60

***МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**

NWM P1 Контейнер для стерилізації інструментів

Розмір

Ширина: від 10мм до 1000мм
Довжина: від 10мм до 1500мм
Висота: від 10мм до 500мм



E44
Щітка цитологічна

E4400 - Ручка для щітки цитологічної



Колір ручки щітки	Діаметр тefлонового тубуса (mm)
	Зелена 1,50 - 190
	Синя 1,91 - 2,20
	Червона 2,21 - 2,40

Модель*	Діаметр тубуса тefлонового (mm)	Версія виконання		
		Довжина вставки (mm)	Діаметр щетини щітки (mm)	Довжина щетини щітки (mm)
E44 Щітка цитологічна в тefлоновому тубусі	від 1,5 до 2,4	від 1200 до 2500	від 1,8 до 2,5	від 8 до 20


***МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**

NW E44 Щітка цитологічна

Матеріал: Сталь 1.4301
Політетрафторетилен
Поліоксиметилен (E44)



E4500
Щітка для чищення каналу
робочого одностороння



E4501 Щітка для чищення каналу
робочого двостороння




E4502 Щітка для чищення
повітряних каналів



стерильна



E4503 Щітки для миття
клапанів



E4504 Щітка для чищення робочого
каналу і клапанів двостороння

NW E4500, 4501, 4502 Щітки для чищення робочого каналу ендоскопа NW E4503 Щітка для миття клапанів NW E4504 Щітка для чищення робочого каналу і клапанів двостороння

Матеріал: Сталь 1.4301
Поліоксиметилен 058

Модель*	Діаметр тубуса (mm)	Версія виконання		
		Довжина вставки (mm)	Діаметр щетини щітки (mm)	Довжина щетини щітки (mm)
E4500 Щітка для чищення каналу робочого одностороння	від 1,0 до 4,0	від 50 до 2500	від 0,5 до 100	від 5 до 100
E4501 Щітка для чищення каналу робочого двостороння				
E4502 Щітка для чищення повітряних каналів				
E4503 Щітка для миття клапанів				
E4504 Щітка для чищення робочого каналу і клапанів двостороння				

***МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**

NW E5800, 5801, 5802 Катетер ендоскопічний


Розмір Ø1,0 – 4,0mm
L 300mm – 2500mm

Матеріал Поліоксиметилен
Політетрафторетилен

E5800 – Катетер ендоскопічний

**E5801 - Катетер ендоскопічний з металевим
наконечником**

E5802 - Катетер ендоскопічний, тип «спрей»




E5801

Катетер з металевим наконечником



Колір ковпачка	Зовнішній діаметр (mm)
	Синій 1,00 - 2,10
	Червоний 2,11 - 4,00



NW E25 Лігатор

Розмір Ø9,8÷11,3 mm

Матеріал Поліоксиметилен
Силікон



SSE 2600 Gastro, 6 шт.

SSE 2601 Colon, 4 шт.

NW E4600 Загубник ендоскопічний

Матеріал Поліоксиметилен






NW E52-57 Голка ендоскопічна

Матеріал

Сталь 1.4301
Політетрафторетилен
Поліоксиметилен



Модель*	Версія виконання			
	Діаметр тубуса (mm)	Довжина вставки (mm)	Діаметр голки (mm)	Довжина видалення голки (mm)
E52 Голка ендоскопічна в тефлоновому кожусі	від 1,5 до 3,0	від 300 до 2500	від 0,3 до 1,5	від 1,0 до 20
E53 Голка ендоскопічна в тефлоновому кожусі з металевим наконечником				
E54 Голка ендоскопічна в металевому кожусі				
E55 Голка ендоскопічна аспіраційна в тефлоновому кожусі				
E56 Голка ендоскопічна аспіраційна в тефлоновому кожусі з металевим наконечником				
Трансбронхіальна аспіраційна голка (бічний отвір голки) в металевому кожусі				
E57p (зовнішній металевий кожух) багаторазова для використання зі стерильною аспіраційною голкою	від 1,5 до 3,0	від 300 до 2500	від 0,3 до 1,5	від 1,0 до 20
E57t Трансбронхіальна аспіраційна голка (троакар) в металевому кожусі				

***можливо виготовлення на замовлення згідно з проектом клієнта**

колір термооболонки залежить від зовнішнього діаметра тубуса відповідно до таблиці

Колір термооболонки	Діаметр тубуса (mm)
Синя	1,50 - 190
Зелена	1,91 - 2,20
Червона	2,21 - 2,40
Чорна	2,41 - 3,00

Ручка для голки багаторазова



NW E70-82 Щипці ендоскопічні біопсійні

Матеріал

Сталь 1.4301, 1.4305, 1.4310

NWE 70 - овальна ложка



NWE 72 - овальна ложка коротка



NWE 74 - кругла ложка



NWE 76- овальна з зубцями по колу



NWE 78 - овальна з бічними зубцями



NWE 80 - овальна „Щурячий зуб”



NWE 82 - з бічними зубцями похилі для дотичної біопсії



NWE 71 - овальна з голкою



NWE 73 - овальна коротка з голкою



NWE 75 - кругла з голкою




NWE 77 - з зубцями по колу з голкою



NWE 79 - з бічними зубцями з голкою



NWE 81 овальна одностороння




E70

Щипці ендоскопічні
біопсійні овальна
ложка фенестрована



E71

Щипці ендоскопічні
біопсійні овальна ложка
фенестрована з
голкою



E72

Щипці ендоскопічні
біопсійні коротка овальна
ложка фенестрована



E73

Щипці ендоскопічні
біопсійні коротка
овальна ложка фенестрована з
голкою



E74

Щипці ендоскопічні
біопсійні кругла
ложка фенестрована



E75

Щипці ендоскопічні біопсійні кругла ложка з голкою фенестровані



E76

Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з зубцями по колу



E77

Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з голкою і зубцями по колу



E78

Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з бічними зубцями



E79

Щипці біопсійні овальна ложка фенестрована з голкою і бічними зубцями



E80

Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована "Щурячий зуб"



E80BS

Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована "Щурячий зуб" похилі для дотичної біопсії



E81

Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка рухлива одна бранша (односторонні)



	Модель*	Версія виконання	
		Діаметр тубуса (mm)	Довжина вставки без ручки (mm)
E70	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована	від 0,8 до 4,0*	від 300 до 2500*
E71	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з голкою		
E72	Щипці ендоскопічні біопсійні коротка овальна ложка фенестрована		
E73	Щипці ендоскопічні біопсійні коротка овальна ложка фенестрована з голкою		
E74	Щипці ендоскопічні біопсійні кругла ложка фенестрована		
E75	Щипці ендоскопічні біопсійні кругла ложка з голкою фенестрована		
E76	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з зубцями по колу		
E77	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з голкою і зубцями по колу		
E78	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з бічними зубцями		
E79	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з бічними зубцями з голокою		
E80	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована "Щурячий зуб"		
E80BS	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована "Щурячий зуб" похилі для дотичної біопсії		
E81	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка, одна рухлива бранша (односторонні)		
E82	Щипці ендоскопічні біопсійні овальна ложка фенестрована з бічними зубцями похилі для дотичної біопсії		

*можливо виготовлення на замовлення згідно з проектом клієнта



NW E83-104 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл

Матеріал

Сталь 1.4301, 1.4305, 1.4310

E85

Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Щурячий зуб"



NWE 83 - „АЛІГАТОР” зубчики 3:2



NWE 84 - з бічними зубцями



NWE 85 - „Щурячий зуб”, зубчики 2:1



NWE 86 - „Щурячий зуб”,
зубчики 2:1 – 11,3:6,5



NWE 87 - „Щурячий зуб”,
зубчики 2:1 – 14,9:8,4



NWE 88 - „КРОКОДИЛ”



NWE 89 - „КАТЕТЕР”




NWE 90 - „Щурячий зуб”,
зубчики 2:1 „STENTS”



NWE 91 - „POLYCATCH”




NWE 92 - „ТРИМЕР”



NWE 93 - „НОЖИЦІ ПРОСТІ”



NWE 94 - „НОЖИЦІ ДЗЬОБ ПАПУГИ”



NWE 95 - захват зубчики 2:2



NWE 96 - захват зубчики 2:1



NWE 97 - захват зубчастий



NWE 98 - захват до зонду




NWE 99 - 3-пелюстковий гострий



NWE 100 - 3-пелюстковий закруглений



NWE 101 - 4-пелюстковий гострий



NWE 102 - 4-пелюстковий закруглений



NWE 103 - 5-пелюстковий гострий



NWE 104 - 5-пелюстковий
закруглений



E83

Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Алігатор"



E88

Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Крокодил"




E92

Тример




E93

Ножиці ендоскопічні прями



E94

Ножиці "Дзьоб папуги"



E104

Захват п'ятипелюстковий закруглений (блюще)



Модель*	Версія виконання	
	Діаметр тубуса (mm)	Довжина вставки без ручки (mm)
E83 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Алігатор", зубчики 3:2	від 0,8 до 4,0*	від 300 до 2500*
E84 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл з бічними зубцями		
E85 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Щурячий зуб", зубчики 2:1		
E86 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Щурячий зуб", зубчики 2:1 - 11,3: 6,5		
E87 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Щурячий зуб", зубчики 2:1 - 14,9: 8,4		
E88 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Крокодил"		
E89 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Катетер"		
E90 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "Щурячий зуб", зубчики 2:1 "STENTS"		
E91 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "POLYCATCH"		
E92 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "ТРИМЕР"		
E93 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "НОЖИЦІ ПРОСТІ"		
E94 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл "НОЖИЦІ ДЗЬОБ ПАПУГИ"		
E95 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл - захват зубчики 2:2		
E96 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл - захват зубчики 2:1		
E97 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл - захват зубчастий		
E98 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл - захват до зонда		
E99 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл - захват 3-пелюстковий		
E100 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл - захват 3-пелюстковий закруглений		
E101 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл - захват 4-пелюстковий гострий		
E102 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл - захват 4-пелюстковий закруглений		
E103 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл - захват 5-пелюстковий гострий		
E104 Щипці ендоскопічні для видалення сторонніх тіл - захват 5-пелюстковий закруглений		

***МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**

Колір тримача залежить від зовнішнього діаметра тубуса щипців відповідно до таблиці

Колір тримача	Діаметр тубуса щипців (mm)
Чорний	0,80 - 1,50
Синій	1,51 - 1,90
Зелений	1,91 - 2,20
Жовтий	2,20 - 2,40
Червоний	2,41 - 3,10
Білий	3,11 - 4,00

Шпилькоподібний тримач



Ручка універсальна до ендоскопічних щипців

Довжина робочого руху: від 40mm до 250mm

Матеріал: Сталь 1.4301, 1.4305, 1.4310
Поліоксиметилен


Гістероскоп діагностичний NWE HD ST D

Оптика до гістероскопа: 0°, 12°, 30°

Додатково:

- щипці
- оптико-волоконне обладнання


Модель	Версія виконання
ST З обертовим роз'ємом типу Standard	D - Діагностичний DO - Діагностично - Операційний




Гістероскоп діагностично-операційний NWE H D ST DO

Колір захисного кожуха залежить від розміру тубуса

Колір захисного кожуха	Розмір тубуса (mm)
Білий	5
Синій	6,5
Зелений	7



Фірма Pol-Med здійснює ремонт та обслуговування більшості гістероскопів сучасних марок та типів



Гістерорезектоскоп монопольний NWE HO ST / KLIK біполярний NWE HO ST / KLIK


Модель	
ST	3 роз'ємом типу Standard
KLIK	3 роз'ємом типу KLIK
Версія виконання	
24/26CH	Розмір тубусу внутрішній 24 CH, зовнішній 26 CH / жовтий колір кожуха
27/28CH	Розмір тубусу внутрішній 27 CH, зовнішній 28 CH / сірий колір кожуха

Оптика до гістерорезектоскопа: 0°, 12°, 30°, 70°


Додатково:

- **електроди**
- **кабелі ВЧ**
- **оптико-волоконне обладнання**

Електроди до гістерорезектоскопа



Фірма Pol-Med здійснює ремонт та обслуговування більшості гістерорезектоскопів сучасних марок та типів



NWM P1 Контейнер для стерилізації інструментів

Розмір	Ширина: від 10мм до 1000мм
	Довжина: від 10мм до 1500мм
	Висота: від 10мм до 500мм



Підйомник Albaran з обтуратором

Матеріал

Поліоксиметилен
Сталь
1.4301/1.4305/1.4310

Підйомник Albaran

важіль одноканальний	код UCA001
важіль двоканальний	UCA001
важіль одноканальний без клапана	UCA011
важіль двоканальний без клапана	UCA012



Фірма Pol-Med здійснює ремонт та обслуговування уретротомів більшості сучасних марок та типів


NWU U KLIK NWU U ST Уретротом тип KLIK, ST

Розмір

21CH

Додатково:

- оптика до уретротомів: 0°, 12°, 30°, 70°
- електроди типу «холодний ніж»



Модель із поворотним роз'ємом типу «Standard»

Розмір тубуса	17 CH / Жовтий	код	17 CH
Розмір тубуса	19 CH / Зелений		19 CH
Розмір тубуса	21 CH / Червоний		21 CH
Розмір тубуса	23 CH / Синій		23 CH
Розмір тубуса	25 CH / Білий		25 CH

NWU C ST Цистоскоп

Матеріал	Поліоксиметилен Сталь 1.4301/1.4305/1.4310
----------	--



Цистоскоп комплект

Обтуратор

Оптический обтуратор
цистоскопа



Додатково:

- оптика до цистоскопа: 0°, 12°, 30°, 70°
- кошики Дорміа
- щипці урологічні
- оптико-волоконне обладнання

NWU UC 106000-106002 З'єднувальний місток для цистоуретроскопа

Розмір	3CH, 5CH, 7CH
--------	---------------

Матеріал	Поліоксиметилен Сталь 1.4305
----------	------------------------------------

UC 106000

З'єднувальний місток
для цистоуретроскопа
безканальний

UC 106001

З'єднувальний місток для цистоуретроскопа
одноканальний

UC 106002

Два робочих канали



Штуцер і гумовий ущільнювач робочого каналу цистоскопа



115 NWU R

Резектоскоп

монополярний KLIK, ST
біполярний KLIK, ST

Розмір 24CH, 26CH, 27CH, 28CH

Матеріал Поліоксиметилен
Сталь
1.4301/1.4305/1.4310

Версія виготовлення

Розмір тубуса 24/26 CH, робочий елемент активний	24/26 CH A
Розмір тубуса 27/28 CH, робочий елемент активний	27/28 CH A
Розмір тубуса 24/26 CH, робочий елемент пасивний	24/26 CH P
Розмір тубуса 27/28 CH, робочий елемент пасивний	27/28 CH P


Тип моделі

Модель із поворотним роз'ємом типу «Standard» ST

Модель із замком типу «KLIK» KLIK

NWU R ST

тубус зовнішній



NWU R ST

тубус внутрішній



NWU R ST

обтуратор



Біполярний резектоскоп,
активний



Монополярний
резектоскоп, пасивний



Робочий елемент
для монополярного
резектоскопа, пасивний




Редуктор для резектоскопа



NWU UC 106001
Одноканальний місток
резектоскопа



Робочий елемент для біполярного
резектоскопа, активний



Оптический обтуратор з робочим каналом та без нього




Вставки та ручки доступні до замовлення, як в комплекті, так і окремо

NW E1-11 Щипці урологічні

Матеріал:

Сталь
1.4301
1.4305
1.4310



Lp	Модель*	Версія виконання		
		Зовнішній діаметр щипців (mm)	Довжина вставки (mm)	Тип тубуса
1	Щипці урологічні біопсійні овальні	від 0,8 до 4,0*	від 200 до 800*	Спираль, трубка
2	Щипці урологічні біопсійні заокруглені			
3	Щипці урологічні, овальна ложка з зубчиками по всьому краю			
4	Щипці урологічні, овальна ложка з бічними зубчиками			
5	Щипці урологічні, овальна ложка "Щурячий зуб", зубчики 2:1			
6	Щипці урологічні, овальна ложка одnobічні			
7	Щипці урологічні "Алігатор", зубчики 3:2			
8	Щипці урологічні "Крокодил"			
9	Щипці урологічні "Качиний дзьоб"			
10	Щипці урологічні для захоплення каменів			
11	Щипці урологічні "Ножиці"			


*можливо виготовлення на замовлення згідно з проектом клієнта

NWU Механічний літотриптор

Розмір Ø1,0÷2,3 mm
L 400 mm

Матеріал Сталь
1.4301
1.4305
1.4310

Механічний літотриптор для малих та середніх каменів



Працює з цистоскопом 25 CH


Обтуратор




Тубус



Механічний літотриптор комплект



Механічний літотриптор для великих каменів



NWU B70-B76 Зонди урологічні для пневматичної і ультразвукової літотрипсії

Матеріал Сталь 1.4305

код	Модель*	Версія виконання	
		Діаметр зонду (mm)	Довжина зонду (mm)
B70	Зонд урологічний	від 0,6 до 4,5	від 400 до 650
B71	Зонд урологічний		
B72	Зонд урологічний		
B73	Зонд урологічний		
B74	Зонд урологічний		
B75	Зонд урологічний		
B76	Зонд урологічний		

*** МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**

Зонд урологічний B70



Зонд урологічний B71




Зонд урологічний B72



Зонд урологічний B73



Зонд урологічний B74



Зонд урологічний B75



Зонд урологічний B76




NW U4000-4101 Кошки Дорміа з нітинолу

Матеріал
Сталь 1.4301
Політетрафторетилен
Поліоксиметилен
Нітинол

U4060



U4002




U4101



Код	Модель*
4000	Кошик Дорміа гексагональний з нітинолу без оливи
4002	Кошик Дорміа гексагональний з нітинолу з оливою
4060	Кошик Дорміа «без верхівки» з нітинолу без оливи
4100	Кошик Дорміа «спіральный» з нітинолу без оливи
4101	Кошик Дорміа «спіральный» з нітинолу з оливою

Lp	Версія виконання
1	діаметр тубуса тефлонового від 0,8mm до 4,0mm
2	довжина всієї корзини від 100mm до 3000mm
3	ширина (діаметр) відкритого кошика від 5mm до 50mm
4	довжина відкритого кошика від 5mm до 100mm
5	кількість прутиків кошика від 3 до 10

*** МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**



NWU 300 Електроди для трансуретральних операцій, моно- та біполярні

Матеріал


Сталь 1.4301
Політетрафторетилен

Розмір	Модель*	Версія виконання
		Робоча кінцівка
19CH, 22CH, 24CH, 26CH, 27CH, 28CH	Всі моделі електродів, одно- та двохконтактні, сумісні не лише з резектоскопом Pol-Med, але і з більшістю сучасних резектоскопів	черевцевий, прямий, гачкоподібний, ріжучий, стрічковий, ніж, ріжучий 0°, кульковий 3mm, кульковий 5mm, валиковий 3mm, валиковий 5mm, роликовий 3mm, роликовий 5mm, вапоризаційний, конічний, голковий, ріжучий 12°, ріжучий 30°

*** МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ КЛІЄНТА**

NWM P1 Захисний контейнер та пенал для стерилізації, зберігання урологічних електродів

Захисний контейнер для
стерилізації та зберігання
урологічних електродів



Захисний пенал для
стерилізації урологічних
електродів




холодний ніж
типу «коса»




холодний ніж
типу «черевце»




холодний ніж
типу «прямий»



ріжучий кутовий
електрод




коагуляційний
валик



кулька 5 мм
коагуляційна




вапоротрод



«гарячий» ніж (Хук)



електрод для біполярного
резектоскопа



кулька 3 мм
коагуляційна



пряма петля



вапоризаційний ролик



вапоркат

NWU K1-K4 Кабелі моно- і біполярні

Кабелі ВЧ до резектоскопів і гістерорезектоскопів підходять до усіх сучасних електрохірургічних установок з різними типами роз'ємів. Можливо виготовлення на замовлення згідно з проектом клієнта

K1
Кабель монополярний
Ø 4мм




K2
Кабель монополярний
Ø 5мм



K3
Кабель монополярний
Ø 8-9мм




ВЧ кабель для біполярного
резектоскопа




NW UJ Шприц-евакуатор

Код	Модель	Версія виконання
		Об'єм (ml)
J050	Шприц-евакуатор	Від 50 до 200
J075	Шприц-евакуатор	
J100	Шприц-евакуатор	
J150	Шприц-евакуатор	
J200	Шприц-евакуатор	



NWM P1 Контейнер для стерилізації інструментів

Розмір	Ширина: від 10мм до 1000мм
	Довжина: від 10мм до 1500мм
	Висота: від 10мм до 500мм



КАТАЛОГ
ЕНДОСКОПІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ТА ІНСТРУМЕНТІВ

ФІРМИ-ВИРОБНИКА "POL-MED PAWEL JABLONKA"

WWW.POL-MED.COM.UA



Pol-Med Pawel Jablonka



POL-MED

Paweł Jabłonka
представництво в Україні



www.pol-med.com.ua

 Pol-Med Paweł Jabłonka